

FICHA TECNICA

DESINFECTANTE

CON **NANO CAPA** PROTECTORA

Uso industrial en áreas de tráfico denso y grado hospitalario.

DESCRIPCION

- ✓ Desinfectante con poder germicida de larga permanencia gracias a la nanotecnología de última generación que usamos, apto **grado hospitalario**.
- ✓ Permanece activo como un agente protector por largo tiempo.
- ✓ Diseñado con agentes sanitizantes de amplio espectro efectivo para eliminar el **99.99%** de virus, hongos y bacterias.

MODO DE EMPLEO

- ✓ Limpiador desinfectante multiusos para limpieza diaria (pisos, mobiliario, superficies, puertas, tapetes, alfombras, etc.).
- ✓ Aplique **sin diluir** para desinfectar y proteger durante **30 días**.
- ✓ Rendimiento: 1 litro equivale a ≥ 100 m² sin diluir.
- ✓ Inactiva y evita la **replicación** de virus (SARS- CoV -2), bacterias y hongos.
- ✓ Altamente efectivo como desinfectante y agente biocida de amplio espectro.
- ✓ Permanente en superficies mientras no sea removida física o químicamente.
- ✓ Se puede aplicar sobre cualquier superficie: Plástico/Aluminio/Vidrio/Metal/Inox./Madera.
- ✓ No contiene alcohol – no flamable.
- ✓ En uso correcto es inocuo para las personas y seguro para el medio ambiente.
- ✓ Con aromatizante cítrico.
- ✓ No recomendado para uso cutáneo

DILUCIONES

PRESENTACION	DOSIS EN % NANO PRO	RENDIMIENTO FINAL
SIN DILUCION	---	PROTECCION HASTA 30 DIAS
DILUCION USO FRECUENTE	4% = (960ml-agua + 40ml NP)	25 Lt UTILES

COMPOSICION

Nano materiales: Nano Oxido Funcionalizado -Sales cuaternarias de amonio de 7º generación-Agua desionizada-Espesante natural a base de celulosas entre otros.

FORMATO

Envases: 1lt / 5lt / 25lt /200lt

RECOMENDACIONES

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

Ventajas

- ✓ **Acción rápida** de desinfección en 30 segundos ,virus, hongos y bacterias
- ✓ **Ahorro de producto** , horas de limpieza y mantenimiento.
- ✓ **Protección prolongada** en cualquier superficie, creando **espacios mas seguros** frente a posibles transmisiones de virus, hongos y bacterias.

FABRICADO POR:  **Grupo Mac-Anders de CV**
Marcas registradas.

Nano Biocida
Sanitizante / Desinfectante

Nanoklare

DISTRIBUIDO POR: **NANO IBERICA®**
www.nanobiocida.es
Producto registrado
según decreto 1054/202
Artículo 95,2
Reglamento (UE)Nº528/2012

UN PRODUCTO:



 **Nano Biocida**
PRO
DESINFECTANTE
PERMANENTE



Protección Activa
Desde 24h hasta 30 Días
Uso Industrial

NANO TECNOLOGIA

Al servicio de la limpieza y desinfección.



Apto para uso en equipos de pulverización, electroestáticos y maquinaria de limpieza

CERTIFICADOS: ASTM E-1053-20



ACREDITADO POR:

Norma NF EN 14476:2013+A2 2019

